

G I B A U D

ORTHÈSE GILET DE SÉRIE
GIBORTHO

ORTHOSIS GIBORTHO
SLING AND SWATHE



6452

FR | Notice d'utilisation

EN | Instructions for Use

IT | Istruzioni per l'uso

DE | Gebrauchsanweisung

EL | Οδηγίες Χρήσης

NO | Bruksanvisning

DA | Brugsanvisning

SV | Bruksanvisning

FI | Käyttöohjeet

Si vous avez le moindre doute concernant les applications et l'utilisation de ce dispositif médical, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin et/ou orthopédiste-orthésiste, pharmacien ou conseiller orthopédique.

INDICATIONS

Pour les affections de l'épaule pouvant bénéficier d'une immobilisation de l'articulation scapulo-humérale, le coude le long du corps, notamment dans les cas suivants :

- Avant ou après une intervention.
- Réparations/lésions de tissus mous.
- Instabilités/traumatismes de l'épaule.

PERFORMANCE

Ce dispositif fournit une immobilisation de l'articulation scapulo-humérale.

CONTRE-INDICATION

Aucune contre-indication n'est connue.

AVERTISSEMENTS / PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Ne pas porter pendant des périodes prolongées sans suivi médical.

L'orthèse ne doit pas être placée au contact direct d'une peau lésée.

Cette orthèse est un dispositif à utiliser sur un seul patient. Ne pas réutiliser sur plusieurs patients.

Si le moindre problème survient pendant l'utilisation de cette orthèse, par exemple une douleur ou l'apparition de symptômes locaux, retirer le gilet et contacter votre professionnel de santé.

Si le moindre incident grave survient en lien avec le dispositif, l'utilisateur et/ou le patient doit le signaler au fabricant et à l'autorité compétente dans le pays concerné.

MISE EN PLACE

Un essai est obligatoire pour une adaptation correcte et une bonne compréhension de la mise en place. La première mise en place sera effectuée par un professionnel de santé et ultérieurement par l'utilisateur ou une personne de son entourage selon le même protocole.

1 - Insérer l'avant-bras dans l'écharpe, la marque Gibaud orientée vers l'extérieur et visible par la personne vous aidant à l'enfiler. Passer les bretelles par-dessus les épaules et les croiser dans le dos. **(Fig. 1)**

2 - Passer les bretelles sous l'écharpe et les fixer à l'aide des bandes prévues à cet effet. Veiller à ce que l'avant-bras soit bien à l'horizontale. **(Fig. 2)**

3 - Attacher la bande thoracique à l'une des bretelles, sans recouvrir le coude ni la main. Faire tout le tour du thorax afin de coller la bande sur elle-même. **(Fig. 3)**

4 - Serrer la bande de manière à obtenir une immobilisation ferme, mais confortable. **(Fig. 4)**

ENTRETIEN, CONSERVATION ET ÉLIMINATION

Laver à la main dans de l'eau chaude et savonneuse (maximum 40 °C) ; rincer abondamment ; essorer délicatement ; ne pas blanchir ; sécher à plat, loin d'une source de chaleur excessive (ex. : radiateur), ne pas sécher en machine ; ne pas repasser ; ne pas nettoyer à sec. Jeter le dispositif et son emballage conformément à la réglementation locale ou nationale en matière d'environnement.



TAILLE

Ce gilet de série standard, en taille unique, est compatible avec le bras gauche ou droit et avec une circonférence maximum (thorax sous la poitrine + bras) de **130 cm**.

If you have any doubts regarding the applications and use of this medical device, do not hesitate to ask your doctor and / or fitter, pharmacist, orthotist, or orthopaedic consultant for advice.

INDICATIONS

For shoulder conditions that may benefit from scapulohumeral immobilization, elbow along the body, such as:

- Pre or post-operative.
- Soft tissue repairs/strains.
- Shoulder instabilities/injuries.

PERFORMANCE

The devices shall provide scapulohumeral immobilization.

CONTRAINDICATION

None known.

WARNINGS / PRECAUTIONS OF USE

Do not wear for extended periods without medical follow-up.

The orthosis must not be used in direct contact with a damaged skin. The orthosis is a single patient use device.

Do not use for multiple patients.

If any problems occur with the use of the orthosis, e.g. pain or appearance of local signs, remove the orthosis and contact your healthcare professional.

The user and/or patient must report any serious incident that has occurred in relation to the device to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

SET UP AND OPERATION

The first application should be carried out by a qualified healthcare professional to understand the correct fitting and how to put the device on properly. Subsequently, the product should be put on the patient in the same way by the user or a family member or a friend.

- 1 - Insert the forearm into the sleeve with the Gibaud mark visible to the person putting it on the patient. Pass the straps over the shoulders and cross them over on the back. **(figure 1)**
- 2 - Pass the straps under the sleeve and attach them using the special bands. Make sure that the forearm is in a perfectly horizontal position. **(figure 2)**
- 3 - Attach the chest band to one of the straps leaving the hand and elbow free. Go all the way around the body to attach the band to itself. **(figure 3)**
- 4 - Tighten the band so that the support provided is firm but comfortable. **(figure 4)**

CARE INSTRUCTION, MAINTENANCE AND DISPOSAL

Hand wash in warm and soapy water (maximum of 40°C); rinse thoroughly; wring out gently; do not bleach; dry flat, do not tumble dry; do not iron; do not dry clean.

The device and packaging must be disposed of in accordance with respective local or national environmental regulations.



SIZE

This Standard sling and swathe come in a single size which can be used on both the left and the right arm up to a circumference (chest measured under the chest + arm) of **130 cm**.

In caso di dubbi su applicazioni e uso di questo dispositivo medico, rivolgersi al proprio medico e/o fisioterapista, farmacista, ortesista o ortopedico

INDICAZIONI

Condizioni della spalla che possono trarre vantaggio dall'immobilizzazione scapolo-omerale, gomito lungo il corpo, per esempio:

- Condizioni pre o post operatorie.
- Riparazioni/strappi dei tessuti molli.
- Instabilità/lesioni della spalla.

FUNZIONE DEL DISPOSITIVO

Il dispositivo va utilizzato per l'immobilizzazione scapolo-omerale.

CONTROINDICAZIONI

Nessuna nota.

AVVERTENZA - PRECAUZIONI D'USO

Non prolungare l'uso del prodotto senza il consiglio del medico.

Non porre l'ortesi a contatto diretto con la cute lesa.

Si tratta di un dispositivo monopaziente.

Non utilizzare per più pazienti.

In caso di problemi con l'uso dell'ortesi, per esempio dolore o comparsa di segni locali, rimuoverla e contattare lo specialista sanitario.

L'utilizzatore e/o il paziente devono segnalare al fabbricante e alle autorità competenti dello Stato membro in cui si trovano qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo.

COME SI INDOSSA

La prima applicazione va affidata a un professionista qualificato, per comprendere come applicare e indossare correttamente il tutore. Il prodotto va quindi successivamente indossato dal paziente esattamente nello stesso modo con l'aiuto di altra persona.

1 - Inserire l'avambraccio nella manica con il marchio Gibaud visibile alla persona che sistema il tutore sul paziente. Passare le bretelle sulle spalle e incrociarle sulla schiena. **(figura 1)**

2 - Passare le bretelle sotto la manica e fissarle con le apposite fasce. Assicurarsi che l'avambraccio sia in posizione perfettamente orizzontale. **(figura 2)**

3 - Agganciare la fascia toracica a una delle bretelle lasciando mano e gomito liberi. Avvolgere completamente il corpo per fissare la fascia a se stessa. **(figura 3)**

4 - Serrare la fascia in modo da ottenere una contenzione comoda ma ferma. **(figura 4)**

MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

Lavaggio a mano in acqua tiepida con sapone (massimo 40°C); risciacquare abbondantemente; centrifugare delicatamente; non candeggiare; asciugare in piano, non in asciugatrice; non stirare; non lavare a secco.

Smaltire dispositivo e confezione in conformità con la normativa locale o nazionale in materia ambientale.



MISURE

Questo tutor e di spalla con fasci a di immobilizzazione standard è disponibile in misura unica adatta per entrambe le braccia e per circonferenze max (torace sotto il seno + braccia) di **130 cm**.

Wenn Sie Fragen zu Anwendungsbereich und Verwendung dieses Medizinproduktes haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt und/oder Einrichter, Apotheker, Orthopädie-Techniker oder beratenden Orthopäden.

INDIKATIONEN

Für Schulterbeschwerden, bei denen eine Ruhigstellung des Schulterblattbereichs mit dem Ellenbogen am Körper hilfreich sein kann, wie zum Beispiel:

- Prä- oder postoperative Stabilisierung.
- Weichteilregenerierung/Zerrungen.
- Schulterinstabilität/Verletzungen.

LEISTUNGSMERKMALE

Dieses Hilfsmittel dient der Ruhigstellung des Schulterblattbereichs.

KONTRAINDIKATIONEN

Es sind keine Gegenanzeigen bekannt.

WARNHINWEIS – VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH

Dieses Hilfsmittel darf ohne medizinische Betreuung nicht über einen längeren Zeitraum getragen werden. Die Orthese darf nicht in direktem Kontakt mit beschädigter Haut getragen werden.

Die Orthese ist für die Versorgung eines einzelnen Patienten bestimmt. Nicht für mehrere Patienten verwenden.

Wenn bei der Benutzung der Orthese Probleme auftreten, z.B. Schmerzen oder das Auftreten lokaler Symptome, entfernen Sie die Orthese und wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Der Anwender und/oder Patient muss dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient ansässig ist, jeden schwerwiegenden Vorfall melden, der im Zusammenhang mit dem Produkt auftritt.

ANPASSUNG UND GEBRAUCH

Um den korrekten Sitz und ein gutes Verständnis des Anlegens zu gewährleisten, muss eine Anprobe stattfinden. Das erste Anlegen wird von medizinischem Fachpersonal vorgenommen, danach erfolgt das Anlegen des Geräts durch den Patient selbst oder eine ihm nahestehende Person, wobei das gleiche Protokoll zu befolgen ist.

1 - Den Unterarm in die Schlinge führen, das Gibaud-Label zeigt zur Person, welche die Anpassung des Produkts am Patienten vornimmt. Die Gurte über die Schultern führen und im Rücken kreuzen. **(Abbildung 1)**

2 - Die Gurte unter dem Ärmel hindurch führen und mit den Bändern befestigen. Sicherstellen, dass der Unterarm exakt horizontal gehalten wird. **(Abbildung 2)**

3 - Das Brustband an einem der Gurte befestigen, Ellbogen und Hand freilassen. Das Band ganz um den Körper herumführen und an sich selbst befestigen. **(Abbildung 3)**

4 - Das Band so fest anziehen, dass sicherer aber komfortabler Halt gewährleistet ist. **(Abbildung 4)**

PFLEGEHINWEISE UND PFLEGE

Handwäsche in warmer Seifenlauge (maximal 40°C); gründlich ausspülen; sanft ausdrücken; nicht bleichen; flach trocknen, nicht für den Trockner geeignet; nicht bügeln; nicht chemisch reinigen.


Das Gerät und seine Verpackung gemäß den örtlichen oder nationalen Umweltschutzbestimmungen entsorgen.



GRÖSSE

Diese Standard-Fixierungsorthese wird in einer Einheitsgröße für einen Brustumfang (mit Arme) bis **130 cm** angeboten und kann sowohl am rechten als auch am linken Arm getragen werden.

GIBAUD



GIBAUD S.A.S.U
73, rue de la Tour - B.P. 78
42002 Saint-Étienne Cedex 1
France

www.gibaud.com



NR41_V3_202302

Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με τους τρόπους εφαρμογής και τη χρήση αυτού του ιατρικού βοηθήματος, μη διστάσετε να απευθυνθείτε στο γιατρό σας ή/και στο φυσικοθεραπευτή, το φαρμακοποιό ή τον ορθοπεδικό σας

ΕΝΔΕΙΞΗ(-ΕΙΣ)

Παθήσεις του ώμου οι οποίες ενδέχεται να ωφεληθούν από την ακινητοποίηση ώμου και βραχίονα, με τον αγκώνα κατά μήκος του κορμού, όπως:

- Προ- ή μετεχειρητικά.
- Αποκατάσταση/κακώσεις μαλακών μορίων.
- Αστάθειες/τραυματισμοί του ώμου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Η συσκευή παρέχει ακινητοποίηση του ώμου και του βραχίονα.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Δεν είναι γνωστή αντένδειξη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

Μην φοράτε το προϊόν για παρατεταμένες περιόδους χωρίς ιατρική παρακολούθηση. Η συσκευή όρθωσης δεν πρέπει να τίθεται άμεσα σε επαφή με οποιοδήποτε σημείο που πάσχει από δερματική βλάβη. Η συσκευή όρθωσης προορίζεται για χρήση σε έναν μόνο ασθενή. Μην την χρησιμοποιείτε σε διαφορετικούς ασθενείς. Σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων κατά την χρήση της συσκευής όρθωσης, π.χ., σε περίπτωση πόνου ή εμφάνισης τοπικών συμπτωμάτων, αφαιρέστε την συσκευή όρθωσης και επικοινωνήστε με τον επαγγελματία υγείας σας. Οποιοδήποτε σοβαρό συμβάν όπου εμπλέκεται το προϊόν θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο γνωστοποίησης προς τον κατασκευαστή και την αρμόδια αρχή του Κράτους μέλους όπου κατοικεί ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Η πρώτη δοκιμή θα πρέπει να γίνεται από ειδικευμένο επαγγελματία ώστε να γίνει κατανοητή η ορθή εφαρμογή και ο ορθός τρόπος χρήσης της συσκευής. Στην συνέχεια, το προϊόν θα πρέπει να εφαρμόζεται στον ασθενή με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, από έναν συγγενή ή φίλο.

1 – Εισάγετε το αντιβράχιο μέσα στο μανίκι με το λογότυπο Gibaud να είναι ορατό από το άτομο που εφαρμόζει την συσκευή

στον ασθενή. Περάστε τους ιμάντες πάνω από τους ώμους και σταυρώστε τους στην πλάτη. **(εικόνα 1)**

2 – Περάστε τους ιμάντες κάτω από το μανίκι και σταθεροποιήστε τους χρησιμοποιώντας τις ειδικές ταινίες. Σιγουρευτείτε

ότι το αντιβράχιο είναι σε τελείως οριζόντια θέση. **(εικόνα 2)**

3 – Σταθεροποιήστε την φαρδιά ταινία στήθους σε έναν από τους ιμάντες, αφήνοντας το χέρι και τον αγκώνα ελεύθερα. Περάστε την γύρω

από τον κορμό και σταθεροποιήστε την επάνω στον εαυτό της. **(εικόνα 3)**

4 – Σφίξτε την ταινία ούτως ώστε να παρέχεται σταθερή αλλά άνετη υποστήριξη. **(εικόνα 4)**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Πλένετε στο χέρι με ζεστό νερό και σαπούνι (μέγιστη θερμοκρασία 40°C). Ξεπλένετε με άφθονο νερό. Στραγγίστε απαλά. Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικό προϊόν.

Στεγνώστε επίπεδα. Μην το τοποθετείτε σε στεγνωτήριο. Μην το σιδερώνετε. Ακατάλληλο για στεγνό καθάρισμα.

Η συσκευή και η συσκευασία πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς ή εθνικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς



ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΕΘΩΝ

Αυτός ο Standard φάκελος ανάρτησης παρέχεται σε ένα μοναδικό μέγεθος το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στον δεξί όσο και στον αριστερό βραχίονα για περιφέρειες έως **130 εκ**

Hvis du har den minste tvil om hva dette medisinske hjelpemiddelet skal brukes til, eller hvordan det skal brukes, kan du søke råd hos legen din og/eller en ortopeditekniker, en farmasøyt, eller hos en ortopedikonsulent.

INDIKASJON(ER)

For skulderproblemer hvor det er nødvendig med scapulohumeral immobilisering med albuen tett inn til kroppen, som f. eks:

- Før og etter en operasjon.
- Regenerering av mykvev eller forstrekking.
- Ustabilitet i skuldrene eller skader.

PRODUKTETS YTELSE (KRAV)

Dette hjelpemiddelet brukes for scapulohumeral immobilisering.

KONTRAINDIKASJONER

Ingen kontraindikasjon er kjent.

VARSEL - FORHOLDSREGLER

Skal ikke brukes over lengre tid uten oppfølging av lege.

Ortosen skal ikke brukes i direkte berøring med huden, dersom huden er skadet.

Denne ortosen skal kun brukes av én pasient. Skal ikke brukes for flere pasienter.

Hvis det oppstår problemer som følge av bruk av denne ortosen, for eksempel lokaliserte smerter eller andre symptomer, må ortosen tas av, og man bør søke faglig hjelp.

Brukeren og/eller pasienten må rapportere til produsenten eller til den kompetente myndigheten i det landet han/hun bor i, dersom den minste hendelse forekommer ifm. bruken av dette hjelpemiddelet.

TILPASNING OG BRUK

Første gang du prøver ortosen, skal dette skje under tilsyn av en fagkyndig person, slik at du forstår hvordan produktet skal settes på plass, og hvordan det skal justeres. Deretter bør et familiemedlem eller en venn sette produktet på pasienten.

1- Før underarmen inn i muffen. Sørg for at Gibaut-merket er synlig for den som setter ortosen på pasienten. Før stroppene over skuldrene, og kryss dem bak i ryggen. **(se figur 1)**

2- Før stroppene under muffen, og fest dem ved hjelp av festebåndene. Sjekk at underarmen ligger i horisontal stilling. **(se figur 2)**

3- Fest brystbåndet til en av stroppene, og la albuen og hånden være helt frie. Før båndet rundt hele kroppen, og fest det ved å overlappe. **(se figur 3)**

4- Stram til båndet på en slik måte at det gir en fast, men komfortabel støtte. **(se figur 4)**

PLEIE OG VEDLIKEHOLD

Vaskes for hånd i varmt såpevann (maks. 40° C); skyll grundig og kryst vannet forsiktig ut; Produktet skal ikke blekes, la det tørke flatt, ikke bruk tørketrommel, ingen stryking, ingen kjemisk rensing.

Utstyret og emballasjen må avhendes i samsvar med lokale og nasjonale reguleringer for miljøvern.



MÅL OG MÅLTABELL

Denne standard skulderortosen leveres kun i én størrelse som kan tilpasses både venstre og høyre arm, for et brystomkrets opp til **130 cm**.

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne medicinske anordnings anvendelse og brug, opfordres du til at spørge lægen og/eller den person, der giver dig den på, apoteket, bandagisten eller den ortopædiske konsulent til råds.

INDIKATION(ER)

Til skulderproblemer, hvor immobilisering af skulderkomplekset, albuen langs kroppen osv. kan være nyttigt, f.eks. i følgende situationer:

- Præ- eller post-operativt.
- Reparation/belastning af bløddele.
- Instabilitet i skulderen/skulderskader.

PRODUKTETS YDELSE (ERKLÆRING)

Anordningen skal sikre, at skulderkomplekset ikke kan mobiliseres.

KONTRAINDIKATION

Ingen kontraindikation er kendt.

ADVARSEL - FORSIGTIG

Bør ikke anvendes i længere perioder uden opfølgning hos en læge.

Ortosen må ikke anvendes i direkte kontakt med beskadiget hud.

Ortosen er beregnet til brug hos en enkelt patient. Anordningen må ikke anvendes til flere patienter. Fjern ortosen og søg læge, hvis der opstår problemer under brugen af den, f.eks. smerter eller fremkomst af lokalesymptomer.

Brugeren og/eller patienten skal indberette alvorlige hændelser, der måtte være opstået i forbindelse med anordningen, til producenten og den kompetente myndighed idet pågældende medlemsland, hvor brugeren og/eller patienten bor.

KLARGØRING OG BETJENING:

Det første forsøg skal udføres af en kvalificeret ekspert, således at der skabes forståelse for den korrekte tilpasning og anbringelse af anordningen. Derefter kan et familiemedlem eller en ven give patienten produktet på på den samme måde.

1- Indsæt underarmen i muffen, således at Gibaud-mærket er synligt for den person, der giver patienten anordningen på. Før stropperne over skuldrene og kryds dem henover ryggen. (Se figur 1)

2- Før stropperne under muffen og fastgør dem med de særlige bånd. Sørg for, at underarmen er helt vandret. (Se figur 2)

3- Fastgør brystbåndet til den ene af stropperne, således at hånden og albuen er frie. Gå hele vejen rundt om kroppen for at fastgøre båndet til sig selv. (Se figur 3)

4- Stram båndet, således at den støtte, som patienten får, er fast, men ikke ubehagelig. (Se figur 4)

PLEJEANVISNINGER OG VEDLIGEHOLDELSE

Anordningen skal håndvaskes i varmt sæbevand (maks. 40°C). Skyl grundigt, og vrid forsigtigt. Må ikke bleges. Skal tørre fladt, og må ikke tørretumbles. Må ikke stryges, og må ikke sendes til kemisk rens.

Anordning og emballagen skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende lokale og nationale miljøbestemmelser.



MÅLE- OG STØRRELSOVERSIGT

Denne standardslynge og -svøb fås kun i én størrelse, som passer til både venstre og højre arm med en omkreds på op til **130 cm**.

Om du känner tvivel angående montering och bruk av denna medicinska utrustning, tveka inte att fråga din läkare eller den person som hjälper dig med den första montering, din apotekare eller ortoped om råd.

INDIKATIONER

För axeltillstånd som behöver immobilisering av axeln, med armbågen längs kroppen, såsom:

- före eller efter operation.
- vid behandling av, eller påfrestningar i, mjuk vävnad.
- vid instabilitet eller skador.

HJÄLPMEDELS ANVÄNDNINGSSOMRÅDE (ANSPRÅK)

Hjälpmedlet ska immobilisera axeln.

KONTRAIKATIONER

Ingen kontraindikation är känd.

VARNING - FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Bär inte under längre perioder utan medicinsk uppföljning.

Det ortopediska hjälpmedlet ska inte användas i direktkontakt med skadad hud.

Hjälpmedlet ska endast användas till en patient. Använd inte ett använt hjälpmedel till en annan patient.

Om problem uppstår vid användning av hjälpmedlet t.ex. smärta eller utslag, ta av hjälpmedlet och kontakta din sjukvårdspersonal.

Användaren och/eller patienten måste rapportera alla allvarliga händelser som inträffat i relation med hjälpmedlet till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och/eller patienten befinner sig.

KONFIGURATION OCH BRUK

Den första utprovningen bör ske tillsammans med en kvalificerad expert för att förstå korrekt och rätt montering. Därefter ska hjälpmedlet monteras på patienten på samma sätt av en familjemedlem eller vän.

1- Lägg in underarmen i ärmen med märket Gibaud synligt för den som hjälper till att sätta hjälpmedlet på patienten. Lägg remmarna över axlarna och korsa dem på ryggen. **(se bild 1)**

2- Dra remmarna under ärmen och fäst dem med specialbanden. Se till att underarmen är i ett perfekt horisontellt läge. **(se bild 2)**

3- Fäst bröstbandet på en av remmarna så handen och armbågen lämnas fria. Dra bandet hela vägen runt kroppen för att fästa det i sig själv igen. **(se bild 3)**

4- Dra åt bandet så att det medföljande stödet sitter ordentligt fast men fortfarande bekvämt. **(se bild 4)**

INSTRUKTIONER FÖR VÅRD OCH UNDERHÅLL

Handtvätta i varmt såpvatten (max 40°C), skölj ordentligt och vrid försiktigt ur vattnet. Blek, torktumla, stryk eller kemtvätta inte hjälpmedlet och torka det liggande.

Hjälpmedlet och dess förpackning ska bortskaffas i enlighet med respektive lokala eller nationella miljölagar.



MÅTT OCH STORLEKSTABELL

Denna standardiserade mitella kommer i en storlek som passar alla, och som kan användas både på höger och vänster arm med en maxomkrets på **130 cm**.

Jos et ole varma tämän lääkinnällisen laitteen käytöstä, älä epäröi kysyä neuvoa lääkäritäsi ja/tai terveydenhoitajalta, farmaseutilta, apuvälineteknikolta tai ortopediltä.

KÄYTTÖTARKOITUKSET

Hartiaseudun oireissa, joissa lapaluun alueen liikkumisen rajoittamisesta voi olla hyötyä, kyynärvarren kiinnittämiseen seuraavanlaisissa tilanteissa:

- Ennen ja jälkeen leikkauksen.
- Pehmytkudoksen korjaamiseen/venäytykset.
- Olkanivelen epävakaus/vammat.

TOIMINTASELOSTE (SÄÄNNÖSTENMUKAINEN)

Tämä tuote rajoittaa lapaluun alueen liikkumista.

ESTEET KÄYTÖLLE

Vasta-aiheita ei tunneta.

VAROITUS – KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAROITIMET

BÄlä käytä pitkiä aikoja ilman lääketieteellistä seurantaa.

Ortopedistä apuvälinettä ei pidä käyttää kosketuksissa vahingoittuneeseen ihoon.

Ortopedinen apuväline on tarkoitettu yhden potilaan käyttöön. Älä kierrätä apuvälinettä uudelle potilaalle.

Jos ortopedisen apuvälineen käytössä ilmenee ongelmia, esim. kipua tai paikallisia oireita, poista apuväline ja ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen.

Käyttäjän ja/tai potilaan on ilmoitettava valmistajalle ja käyttäjän ja/tai patentin hyväksyneen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista vakavista tapauksista, jotka sattuvat apuvälineen käytön yhteydessä.

ASENTAMINEN JA KÄYTTÖ

Ensimmäinen kokeilu tulisi toteuttaa päteväen asiantuntijan avulla, jotta oikea sovitus- ja asennustapa tulevat tutuiksi. Jatkossa perheenjäsenen tai ystävän on puettava tuote potilaalle samalla tavalla.

1- Pujota kyynärvarsi hihaan niin, että Gibaud-merkkintä on tuotetta pukevanhenkilön puolella. Siirrä hihnat olan yli ja vie ne ristiin selän taakse.

(ks. kuva 1)

2- Ohjaa hihnat hihan alta ja kiinnitäne erityisillä siteillä. Varmista, että kyynärvarsi on täydellisen vaakasuorassa asennossa.

(ks. kuva 2)

3- Kiinnitä rintatarra yhteen hihnoista niin, että käsi ja kyynärpää jäävät vapaiksi. Kierrä tarra koko kehonympäri ja kiinnitä se itseensä.

(ks. kuva 3)

4- Kiristä tarra niin, että se tukee, mutta ei tunnu epämukavalta. **(ks. kuva 4)**

HUOLTO-OHJEET JA KUNNOSSAPITO

Pestävä käsin lämpimässä saippuavedessä (enintään 40 °C); huuhdeltava huolellisesti; väännettävä hellävaraisesti kuivaksi; Ei saa valkaista; kuivattava tasaisella pinnalla, ei saa käyttää kuivausrumpua; ei saa silittää; ei kuivapesua. Laite ja sen pakkaus on hävitettävä asianmukaisten paikallisten ja kansallisten ympäristövaatimuksen mukaisesti.



MITAT JA KOKOTAULUKKO

Tämä vakiokannatinside on yhden koon tuote, jota voi käyttää sekä vasemmalle ja oikealle kädelle, jonka ympärysmitta on enintään **130 cm**.

